

**SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 2244/BV-VTTYT
V/v mời báo giá vật tư y tế lĩnh vực
giải phẫu bệnh phục vụ công tác
khám chữa bệnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, đơn vị kinh doanh vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế thuộc lĩnh vực giải phẫu bệnh phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng phòng Vật tư - TBYT.

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email (file scan, excel phụ lục): pvt.muasam2022@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến trước 16h30' ngày 14 tháng 7 năm 2025 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, bàn giao vật tư y tế: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Các thông tin khác (nếu có).

Để biết thêm các thông tin, quý đơn vị có thể liên hệ với ông Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868246688) - Trưởng phòng Vật tư-TBYT; ông Bùi Khánh Chân (SĐT: 0943969962) - Phó Trưởng phòng Vật tư-TBYT để được cung cấp các thông tin theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Thanh Sơn PHỤ THO VIỆN ĐA KHOA TỈNH

PHỤ LỤC MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số 2244/BV-VTTYT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giêm sa mệ	- Ứng dụng: Được sử dụng để nhuộm các mẫu máu và tủy xương, các phần paraffin và các mẫu tế bào lâm sàng. - Trạng thái: Lỏng - Khối lượng riêng: 0,99 g / cm³ (20 ° C) - Nhiệt độ sôi: > 65 ° C (1013 hPa) - pH: 6.0 - 8.2 (H₂O, 20 ° C) - Điểm chớp cháy: 18 ° C - Nhiệt độ đánh lửa: 455 ° C - Thành phần gồm có: Methanol: 30 – 50% diethylammonium chloride: 0.1 – 1% Eosin G: 0.1 – 1%	1000ml/ chai	chai	10
2	Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ	Cassette nhựa chuyên/đúc bệnh phẩm có nắp. Làm bằng vật liệu P.O.M, 100% chống lại tác động hóa học của dung môi mô học. Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm × 1,0 mm (Lỗ to); kích thước 0.9mm × 0.9mm (lỗ nhỏ) Với hai khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của cassette và một mặt nghiêng ghi phía trước góc 45 độ	Thùng 1000 cái	Thùng	10
3	Thuốc nhuộm Hematoxylin	Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các quy trình nhuộm mô tế bào Dạng bột hòa tan trong nước(Hematoxylin dạng bột)	Hộp/ 6 lọ A + 6 lọ B	Hộp	6
4	Thuốc nhuộm Eosin	Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các quy trình nhuộm mô tế bào Dạng bột hòa tan trong nước(Eosin dạng bột)	Hộp/ 6 lọ	Hộp	6
5	Thuốc nhuộm PAS	Bộ nhuộm PAS gồm có: + Dung dịch nhuộm Schiff dạng lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhẹ, mùi đặc trưng, tan trong nước - Thành phần gồm có: - Nước 98%; Hydrochloric Acid: <5%; Potassium Metabisulfite: ≤ 4; C.I. Basic red 9 monohydrochloride <1% + Dung dịch acid Periodic 1%, dạng	Bộ 2 chai 500ml Dung dịch Schiff + Dung dịch Periodic axit 1%	Bộ	3

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
		lỏng, trong, không màu, không mùi - Độ hòa tan: Hòa tan trong nước. - Thành phần gồm có: - Nước: >98% - Periodic Acid: <2%			
6	Dung dịch nhuộm EA50	- Dung dịch nhuộm Papanicolaou EA-50, dạng lỏng, màu xanh, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước - Điểm nóng chảy / điểm đóng băng: ~ -114°C - Điểm sôi và Phạm vi sôi: 78-80 °C - Điểm chớp cháy: ~13 °C - Thành phần gồm có: - Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Muối Eosin Y disodium <3%; Phosphotungstic Acid <5%; Fast Green FCF <3%	Chai 1000ml	Chai	3
7	Dung dịch nhuộm OG6	- Dung dịch nhuộm Papanicolaou OG-6, dạng lỏng, màu cam, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước - Điểm nóng chảy / điểm đóng băng: ~ -114°C - Điểm sôi và Phạm vi sôi: 78-80 °C - Điểm chớp cháy: ~13 °C - Thành phần gồm có: - Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Phosphotungstic Acid <5%; Orange G <2%	Chai 1000ml	Chai	3
8	Lam kính mài	Lam kính mài, cao cấp, bằng thủy tinh, nhãn màu vàng, độ dài nhãn ghi mã số dài 20mm, góc 45 độ, Kích thước: 25,0mm×75,0mm Độ dày: 1,0-1,2mm	50 cái/ 1 hộp	Hộp	400
9	Lamen 22x 40mm	Kích thước 22mm x 40mm. Chất liệu bằng thủy tinh trong suốt (borosilicate), không mốc, không xước.	1000 cái/ hộp	Hộp	56
10	Lưỡi dao cắt mô, lưỡi nghiền mô các loại, các cỡ	- Dùng để cắt tiêu bản, để cắt mẫu sinh học thành các phần rất mỏng cho vi xét nghiệm hiển vi chi tiết trong khoa giải phẫu bệnh - Gia tăng độ cứng và độ bền với công nghệ PINK	50 cái/ Hộp	Cái	500

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
		- Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không rỉ, kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ, Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, cắt mỏng), được sử dụng hàng ngày với độ sắc lưỡi dao ổn định. - Sử dụng cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản			
11	Toluen	Toluen là chất lỏng trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ - Không tan trong cồn	Chai 500ml	Lít	200
12	Cồn tuyệt đối	Hàm lượng Ethanol 99.5% ở nhiệt độ tiêu chuẩn.	Chai 1000ml	Lít	200
13	Parafin hạt	Sáp đúc mẫu bệnh phẩm dạng hạt, Thành phần paraffin tinh khiết và polymers. Không có DMSO. Độ dày mẫu cắt xuống đến 2µm. Dạng hạt màu trắng không màu, trong suốt Nhiệt độ nóng chảy từ 56°C đến 62°C Tỷ trọng tương đối: 0,8. Nhiệt độ sôi 3710C	Túi 1kg	Kg	200
14	Dung dịch Formaldehyde 37%	Nồng độ Formaldehyde 37%	Chai 500ml	Chai	20
15	Acid Nitric	Acid nitric HNO3 65%	Chai 1000ml	Chai	10
<i>Tổng cộng: 15 khoản</i>					